Muestras Alternativas o Especiales.

Los análisis en cualquiera de estas muestras tienen un cargo extra por cada muestra a procesar.

Importante: En caso de no ser viable la muestra se solicitará una segunda generando un cargo adicional por su análisis más el costo de la mensajería.

TIPO DE MUESTRA	REQUERIMIENTOS DE LA MUESTRA
SÉMEN	Condón- depende de las condiciones de almacenamiento. Esponja o algodón, tela, cotonete.
RESIDUOS DE SANGRE	En vendas, gasas, papel higiénico, servilleta, kleenex, tampón o toalla femenina.
UÑAS	Uñas recortadas recientemente con cortauñas nuevo que no haya sido usado por otra persona. (5 a10 uñas).
TIRAS DE GLUCÓMETRO (Prueba diabética)	Se necesitan de 5 a 10 tiras
CABELLO	Asegurarse de que esté presente la raíz (folículo) 7 a 10 cabellos. No funciona con cabello cortado.
HISOPO DE OÍDO O COTONETE	Con muestra de fluido humano (cerilla)
MÁQUINA DE AFEITAR	Eléctrica o desechable, se envía la cuchilla entera y los residuos pueden ser enviados en sobre de papel bond.

CORDÓN UMBILICAL	Cordón seco. Se requiere muestra de la madre para examinar
CEPILLO DENTAL	Utilizado solo por la persona a analizar, uso de 15 días
COLILLA DE CIGARRO	Se necesitan de 5 a 8 colillas como mínimo
MUCOSA NASAL	Kleenex, servilleta, papel higiénico con muestra de mucosa nasal
GOMA DE MASCAR (CHICLE)	Preferible libre de azúcar
MUESTRA DE TEJIDO	En bloque de parafina o laminillas
LATA DE REFRESCO, ENVASE PLÁSTICO, VASO DE VIDRIO	Frote bien con el hisopo el área con residuos o envíe el artículo con el área marcada

POPOTE

Debe ser usado por la persona a analizar.